

GCS BIOLOGIE 85	LABO-FT1127	Recommandations pré-analytiques et ordre des tubes site CHLVO	Signature de l'approbateur
	Version A		Dr Caroline BENARD
	Page 1/1		Applicable le 21/04/2017

IMPORTANCE DE LA PHASE PRE-ANALYTIQUE :

La phase pré-analytique précède l'analyse de l'échantillon, elle comprend :

- la préparation du patient
- le recueil ou prélèvement de l'échantillon
- l'acheminement vers le laboratoire.

Toutes ces étapes sont des opérations décisives exigeant soins, méthode, sécurité et responsabilité : si elles ne sont pas respectées, des variations peuvent conduire à une interprétation erronée des résultats.

Les points importants :

- variations **physiologiques** (heure de prélèvement, à jeun ou non ...)
 - **problème** de prélèvements (temps de pose du garrot, prélèvement difficile...)
 - **respect du remplissage des tubes** : remplissage jusqu'à ce que tout le vide soit totalement comblé et que le flux sanguin cesse, ceci afin d'assurer un ratio correct entre le sang et l'additif
=> **impératif** pour le tube **citrate** (bleu)
 - **respect de l'ordre des tubes** car certains additifs sont plus forts que d'autres et peuvent modifier leur efficacité et donc les résultats d'analyses.
 - **homogénéisation** douce des tubes : ne pas les agiter pour éviter l'hémolyse.
- (L'hémoglobine libérée dans le sérum perturberait les résultats)
- **transport** (délai et/ou température)

⇒ il est donc impératif de consulter le livret des analyses du laboratoire pour prendre connaissance et respecter les impératifs pour chaque analyse.



Attention !

- Veiller au bon remplissage des tubes
- Ne pas transvaser le sang d'un tube à un autre
- Homogénéiser chaque tube par retournements lents
- Identifier chaque tube
- Respecter les délais d'acheminement au laboratoire